

Ficha Técnica

StyloCeras

CERAS ODONTOLÓGICAS

VERSÃO 01

PRODUTO

StyloCera 7, StyloCera 9, StyloCera Orto, StyloCera Utilidade e StyloCera Rolete

INDICAÇÃO DE USO

Uso exclusivo para laboratórios de próteses dentárias, para confecção de esculturas, modelos para fundição, registro de mordidas em modelos de gesso e demais aplicações em laboratórios de próteses.



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Temperatura ideal para manuseio: 25°C;
- ✓ Derretimento à 80°C
- ✓ Fácil manuseio.

EMBALAGENS

225g e 2.250g

COMPOSIÇÃO

- ✓ Parafina
- ✓ Vaselina

ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES

- ✓ Utilizar equipamento de proteção individual.
- ✓ Armazenar em sua embalagem original, em área seca e ao abrigo de luz e calor temp. de 2° a 35°.
- ✓ Não descartar os resíduos em esgotos e curso d'água ou lixo doméstico
- ✓ Produto destinado somente para uso laboratorial.

Ficha Técnica

StylloCeras

CERAS ODONTOLÓGICAS

VERSÃO 01

CONTRAINDICAÇÕES

Não existem efeitos colaterais adversos conhecidos, quando o produto é usado conforme os procedimentos usuais.

REGISTRO DA ANVISA N°:

81912530006

VALIDADE

10 anos a partir da data de fabricação

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Mauro Rodrigo Vieira CRQ-IV: 04366291

CNPJ(MF):21.738.250/0001-01 Distribuído por TCL
Química - ME - Rod. SP 225 Sentido Pirassununga a
Aguai, Vicinal Riciéri Scatolini S/N Retiro Campo Alto
CEP: 13644-899-Pirassununga SP CNJ:347416120001-57
Indústria Brasileira.